



PHOTIZO BLUSH, lille, effektiv og enkel. En hurtig metode til bedre hud!

Tillykke med din nye Photizo® Blush

Du er nu den stolte ejer af en Photizo® Blush.

Du kan forvente flere år med problemfri og optimal drift af Photizo® Blush.

Stor udvikling, tanker, engagement samt forskning er blevet brugt for at kunne tilbyde denne fantastiske, kvalitets Photizo® Blush.

Vi håber at Photizo® Blush vil hjælpe dig i behandling, smertelindring og velvære. – og at du vil blive ligeså begejstret som mange andre af vores kunder. Vi er stolte af at være din ny partner på vejen til bedre hud og mere velvære.

Venligst besøg vores side for mere information, og du er velkommen med alle dine spørgsmål **Facebook Photizo Denmark**

Kundeside: www.photizobycaball.com

Forhandler side: www.photizo.info

INTRODUKTION

Gennem tiderne (som den tidligste form for lysbehandling) har sollys været kendt for at have helende egenskaber, give velvære samt virke smertelindrende. Lys er energi, og energi opretholder livet - lyset kan ikke blive nedbrudt, men lyset kan blive forandret til andre former for lys.

Photizo® Blush benytter sig Light Emitting Diodes (LED) der afgiver rødt og nær infrarødt lys der trænger gennem huden for at stimulere energiproduktion og andre *metabolske* processer i forskellige områder. Nær infrarødt lys er en af de få fysiske behandlinger, der fungerer ved at skabe en helbredende effekt.

Celler, som er skadet og nedbrudt, vil blive tilført ny energi og helbredt af lyset. LED kan ikke leverer tilstækkelig energi til at skade vævet, men LED leverer energi nok til at fremme naturlig selvhelbredelse og smertelindring. Med sin energi er Photizo® Blush optimeret til at være meget effektiv.

Photizo® Blush er et praktisk apparat til levering af lys på specifikke bølgelængder, mange studier har påvist at det er selve lyset ved bestemte bølgelængder som bl.a. er det terapeutiske i naturen.

Alle biologiske systemer har en unik absorption (optagelses) -spektrum,

som bestemmer hvilke bølgelængder af stråling, der vil blive optaget for at producere en given terapeutisk effekt. De synlige røde og usynlige infrarøde lysbølger, deler spekteret, der har vist sig at have meget letoptagelige og at have unikke terapeutiske effekter på levende væv.

Photizo® Blush tillader også lyset at sprede sig bredt ud, i stedet for at være en smal lysstråle. Vidvinkel diffusion af Photizo® Blush gør den enklere at bruge, da lys energien dermed er i stand til at trænge gennem et bredere overfladeareal, og dette resulterer i en hurtigere behandlingstid for det behandlede område.

Photizo® Blush har one-touch, forhåndsprogrammerede, effektive doser af rødt og nær infrarødt lys for behandling af smerter og lignende betændelsestilstande. Photizo® Bush sikrer præcis og enkel dosering af den rette mængde energi / doser på det ønskede område.

HVAD KAN BEHANDLES MED PHOTIZO® BLUSH

Du kan hjemme, behandle tegn på aldring og solskader hurtigt, sikkert og bekvemt ved hjælp af Photizo® Bush.

Photizo® Bush er perfekt til følgende:

- Reduktion af fine linjer, rynker, smilerynker og krage fødder
- Forbedring af hudens tekstur og tone
- Stimulering af produktionen af kollagen og elastin
- Reducer udseendet af poser - og mørke rande under øjet
- * Bedste resultater opnåes ved gentagen anvendelse
- * Daglig anvendelse anbefales, for optimalt resultat; morgen og aften

FORHOLDSREGLER

Bemærk, at Photizo® Bush skal ses som en supplerende behandlingsmetode, der dog kan anvendes sammen med evt. medicinsk behandling. Photizo® Bush er ikke beregnet til at erstatte almindelige medicinske processer, medicinering og / eller behandling.

Producenter og distributører af Photizo® Bush kan på ingen måde holdes ansvarlige for skader, tab eller kvæstelser, der opstår, når Photizo® Bush anvendes uden for de anbefalede instruktioner. Bemærk også, at ikke alle forhold drager fordel fra lysterapi.

- **Kræft:** Selvom Photizo® Bush ikke udsender nogen skadelige UV-stråler, anbefales det ikke at benytte lysbehandling på kræft eller mistanke om kræft.
- **Graviditet:** Photizo® Bush er ikke testet til brug af gravide kvinder, spædbørn, og børn under 13 år.
- **Epilepsi:** Nogle undersøgelser antyder, at pulserende synligt lys ved frekvenser i området 5-10 Hz kan fremkalde anfald. Photizo® Bush pulserer ikke i området 5-10 Hz, men som en forebyggende foranstaltning bør alle med anfaldsforstyrrelser ikke se direkte ind i det udsendte lys.
- Photizo® Bush bør ikke anvendes af personer, der er påvirket af stoffer eller alkohol.
- Lad ikke Photizo® Bush lide overlast, der kan ødelægge eller svække den.
- Brug ikke Photizo® Bush sammen med cremer eller salver, der indeholder varmereproducerende ingredienser, da der kan opstå forbrændingsskader.

Behandl ikke områder af kroppen i nærheden af en pacemaker. Kontakt egen læge inden brug, hvis du anvender pacemaker.

Hos nogle personer med kroniske tilstande kan initial behandling med lysbehandling medføre lidt let ubehag. Dette er ikke årsag til bekymring, og behandlingen kan fortsættes.

Ingen øjenbeskyttelse er nødvendig, men da lyset er meget kraftigt, skal det undgås at se direkte ind i det udsendte lys. Brug af beskyttelsesbriller hjælper med at forhindre følsomhed over for kraftigt lys.

Behandl ikke direkte på skjoldbruskkirtlen. Virkningen er ikke endnu ikke dokumenteret.

Børn under 13 år bør ikke anvende Photizo® Bush eller være uden opsyn med enheden.

Photizo® Bush er ikke steril, Photizo® Bush må ikke komme i kontakt med åbne sår, da der kan opstå infektion.

Hvis du føler dig utilpas eller svimmel, skal du straks stoppe med behandlingen. Kontakt egen læge, hvis dette fortsætter. Anvend kun Photizo® Bush som anbefalet.

Hvis Photizo® Bush temperatur begynder at føles for varm, skal du straks slukke Photizo® Bush. Hvis varmen medfører ubehag, skal du stoppe brugen af Photizo® Bush for afkøling.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Photizo® Bush er ikke vandtæt. Photizo® Bush bør ikke udsættes for kontakt med vand eller fugt, da dette kan forårsage elektrisk stød. Opbevar eller anbring ikke Photizo® Bush i nærheden af en vask, bad, toilet eller andet sted, hvor Photizo® Bush kan komme i kontakt med vand eller fugt.
- Nedsenk eller rengør aldrig Photizo® Bush med vand.
- Anvend kun en ren, blød og tør hud, da elektronikken kan blive beskadiget, hvis den udsættes for vand eller fugt.
- Hånder og opbevar Photizo Blush med forsigtighed, grundet det indbyggede elektronik.

FORBEREDELSE TIL BEHANDLING

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.

Photizo® Bush kun kan åbnes af kvalificeret personer, derfor vil åbning eller manipulation af enheden ikke være dækket af garantien. Photizo® Bush bør rengøres før og efter brug ved hjælp af en ren, blød og tør klud samt kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, hvis nødvendigt. Rengør huden før behandlingen, da makeup, eller urenheder kan blokere lyset.

Photizo Blush skal altid opbevares i et sikkert, tørt område, fortrinsvis i den medfølgende opbevaringspose og væk fra direkte sollys eller høj varme. Vær forsigtig, når Photizo® Bush betjenes.

Opbevaring af Photizo® Bush i en længere periode skal ske fuldt opladet, ellers kan det indbyggede batteri blive beskadiget.

HVORDAN UDFØRES EN BEHANDLING

Læs afsnittet om forsigtighedsregler og sikkerhedsforholdsregler i brugsanvisningen, før du begynder at bruge Photizo® Bush.

Husk at rengøre Photizo® Bush før og efter brug ved hjælp af en ren, blød og tør klud og kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, hvis nødvendigt.

- Hold Photizo® Bush på det ønskede område der skal behandles, og tryk på tænd / sluk knappen. Photizo® Bush slukker automatisk.
Photizo® Bush giver en dosis på 16 sekunder, før Photizo® Bush slukker automatisk.
- Skift til det næste sted, og tryk på tænd / sluk-knappen igen.
- Gentag, indtil hele det ønskede område er behandlet.
- At holde Photizo® Bush mod huden med et let tryk, dette sikrer maksimal gennemtrængnings dybde.
- De behandlede områder opbygger ikke modstand mod lysbehandling og derfor kan behandlinger udføres dagligt.

OPTIMAL BEHANDLING

For at opnå en optimal effekt af Photizo® Bush, anvend disse enkle trin som hjælp.

1. Rengør huden for makeup og urenheder, brug helst et vandbaseret renseprodukt.
2. Brug en tonic eller ph-vand for at neutralisere hudens ph-balance.
3. Behandl som angivet på nedenstående figur, det kan med fordel anbefales at tage 2 doser på områder med særligt behov og på dybe rynker mm.
4. Hvis der ønskes en opløftende virkning, skub forsigtigt opad og følg de anatomiske træk i ansigtet, se figur.
5. Afslut med dag- eller natcreme.

Skulle der være behov for mere omfattende hjælp til behandling, er du velkommen til at kontakte os direkte på vores kundeside på facebook:

Photizo Denmark. Her vil vi være i stand til at rådgive dig med at bruge Photizo® Bush, samt hvilke andre produkter der kan anvendes, da vi har hud- og kropsterapeut til rådighed. Vi sælger også yderligere særlige produkter til anti aldring og acne behandling mm.



BETJENING AF Photizo® Blush

- Photizo® Bush kan anvendes opladet eller med den tilhørende strømforsyning.
- For at tænde Photizo® Bush tryk på tænd / sluk-knappen. Lys indikationen lyser grønt og Photizo® Bush bipper to gange.
- Når behandlingscyklussen er afsluttet, bipper Photizo® Bush to gange og slukker automatisk.
- For at slukke for Photizo® Bush under behandlingscyklussen skal du trykke på tænd / sluk-knappen i ca. 1 sekund. Lys indikationen kan forblive på et øjeblik, efter at cyklussen er afbrudt.
- Hvis den tilhørende strømforsyninger er tilsluttet, bipper Photizo® Bush en gang, og efter ca. 3 sekunder vil lys indikationen blinke grønt. Når Photizo® Bush er fuldt opladet, vil lys indikationen lyse fast grønt.

FEJLSØGNING

Når den tilhørende strømforsyningen tages ud af stikket, bipper Photizo® Bush en gang, og lys indikationen lyser grønt.

Photizo® Bush giver ca. 150 behandlings doser på en fuld opladning. Hvis Photizo® Bush anvendes i lave temperaturer, vil dette reducere antallet af doser, der kan opnåes på en fuld opladning.

Photizo Blush anvender indbyggede NiMH genopladelige batterier med høj kapacitet, og som med andre genopladelige batterier bør disse udskiftes over tid. Denne tid varierer afhængigt af opbevaring og anvendelse. Kapaciteten formindskes over tid, og antallet af doser mellem opladning reduceres. Når batteri kapaciteten er på et lavt niveau, der ikke mere kan oplades tilfredsstillende, kan det genopladelige batteri udskiftes. Kontakt din lokale **premium forhandler** eller os, således at vi kan hjælpe med at give et tilbud på udskiftning af batteri.

Problem	Løsning
Photizo® Blush tænder ikke	Photizo® Blush skal oplades.
Photizo® Bush lader ikke	Er laderen koblet korrekt til Photizo® Blush / stik isat elektrisk forsyning og tændt? Alle stik anbragt som de skal?
Photizo® Blush 2 store LED ser ikke ud til at være tændt / til at fungerer	Dette er normalt. Photizo® Blush 2 store LED befinder sig i den bølgelængde der ligger udenfor det synlige område og er dermed ikke muligt at se med det blotte øje.

BEMÆRK, AT PHOTIZO® BLUSH IKKE ER EN ERSTATNING FOR MEDICINSK BEHANDLING, MEN ER EN ALTERNATIV BEHANDLINGS METODE. FORVENT IKKE, AT ALLE HUDPROBLEM ER EGNEDE TIL BEHANDLING MED LYS TERAPI. Photizo® Bush ER IKKE ET DIAGNOSTISK VÆRKTØJ.

SPECIFIKATIONER

Photizo® Bush har en lysemitterende LED med høj effekt, der afgiver en helsegivende bølgelængde med rødt og nær infrarødt lys.

Effekt: 1300 mW.
Peak output: 330mw/cm²
Behandlingsområde: 4.7cm²
Bølgelængde: 633nm rød, 850nm nær infrarød
Strømforsyning: 100 ~ 240VAC
Batteri spænding: 7.2V DC
Oplader: 12V, 1A
Vægt: 280 gram
Oplading: minimum 3-4 timer, eller natten over
Cyklusser på fuld opladning: ca. 200 doser á 16 sekunder

STANDARD TILBEHØR

Photizo® Bush strømforsyning / oplader
Brugsanvisning
Opbevaringspose

BETJENINGSMILJØ

- Ikke egnet til drift i nærheden af brandfarlig anæstetisk blanding af luft eller med ilt eller nitrogenoxid.
- Driftsmiljø: 0°C - 40° C 700 hPa - 1 060 hPa
- Opbevaringsmiljø: -20° C -50° C, 700 hPa - 1 060 hPa
- Fugtighed: 15% - 95% RF
- Udstyrsklasse: Klasse II
- Driftsform: Doser á16 sekunder

KONTAKT FOR EUROPA

Photizo By Caball

Caball Therapy System

Tlf: +45 2815 5673

Tlf: +45 2815 5676

E-post: post@photizo.info

Nettsted: www.photizobycaball.com

www.caball.biz

Forhandler side: www.photizo.info

ADVARSEL

Anvend kun den tilhørende PHOTIZO®BATTERILADER for at oplade Photizo® Bush. Anden ikke korrekt oplader vil skade Photizo® Bush batterier eller hele Photizo® Bush

GARANTI

Photizo® Bush kommer med en 1-år købs garanti fra købsdato, og en 2 års reklamationsret, forud for at oprindelige købsbevis er udstedt. INGEN garantikrav som er opstået grundet forkert behandling, batterilækage, utilsigtet brug, vandskader, eller påvirkning fra opløsningsmiddel. Batterier er udtrykkelig undtaget fra denne garanti. Vær opmærksom på at specifikationer kan variere fra dem opgivet i denne manual.

Hvis du behøver hjælp eller oplever fejl, kontakt din nærmeste forhandler eller e-mail Caball Therapy systems på post@photizo.info .